

Set de infusión de un solo uso – Macrogoteo y microgoteo

Las líneas de infusión de un solo uso, alimentadas por gravedad, están diseñadas para administrar líquidos desde un recipiente al sistema vascular del paciente mediante una aguja o catéter. Disponibles en versiones de macrogoteo y microgoteo, permiten un control preciso del flujo y están fabricadas con materiales de grado médico para garantizar seguridad, compatibilidad y un desempeño confiable durante el procedimiento.



Información del producto

- Nombre comercial: Infusion sets for single use (gravity feed) with needles
- Marca: Clinibax Medical S.A.S
- Tipos de dispositivo: Set de infusión de un solo uso – Macrogoteo y Microgoteo
- Vida útil: 5 años
- Clasificación de riesgo: Clase IIa
- Tipo de registro: Importar y vender
- Registro sanitario: INVIMA 2025DM-0031620
- Composición: PVC, polipropileno (PP), polietileno, malla de nylon, acero inoxidable
- Uso previsto: Administración de líquidos por vía intravenosa mediante alimentación por gravedad.
- Productos de un solo uso.
- Características principales:
 - Versión Macrogoteo: 20 gotas/mL
 - Versión Microgoteo: 60 microgotas/mL
 - Cámara de goteo transparente
 - Regulador de flujo
 - Puerto de inyección en “Y” (latex-free)
 - Tubo flexible de PVC grado médico
 - Puntas y conectores en PP
 - Producto estéril / EO



Especificaciones técnicas

Tipo de goteo	Volumen por gota	Esterilidad
Macrogoteo	20 gotas/mL	Estéril
Microgoteo	60 microgotas/mL	Estéril

Normativas

Este producto no está sujeto a normativas técnicas internacionales específicas más allá de los requisitos generales para dispositivos médicos de Clase IIa establecidos por INVIMA (Colombia).

Set de infusión de un solo uso – Macrogoteo y microgoteo

Composición

Parte del dispositivo	Material
Dispositivo de entrada de aire	Polipropileno (PP)
Tapa protectora	Polipropileno (PP)
Tubos	PVC
Canal de fluido	PVC
Cámara de goteo	PVC
Regulador de caudal	Polietileno
Conector de dos canales	PP
Filtro de fluidos	Malla de nylon
Puerto de inyección en 'Y' (latex-free)	PVC / PP
Aguja de infusión	Acero inoxidable / plástico

Instrucciones de uso

- Abrir el empaque en condiciones asépticas.
- Conectar el set al recipiente de solución.
- Purgar la línea para eliminar el aire.
- Conectar al acceso intravenoso del paciente (según protocolo institucional).
- Ajustar el regulador para controlar el flujo.
- Utilizar según protocolo del personal médico.
- Desechar después de un solo uso en contenedores para material cortopunzante.

Condiciones de almacenamiento

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Evitar la exposición directa al sol.
- Temperatura máxima: 30°C
- Humedad máxima: 70%
- No utilizar para infusión de intralípidos u otros líquidos lipofílicos.
- Evitar golpes, mala manipulación o compresión excesiva del empaque.

Empaque

Descripción	Presentación Comercial	Unidad de Embalaje	Material de Empaque
Set de infusión macrogoteo / microgoteo	Bolsa x 25 unidades	Cartón x 500 unidades	Empaque primario sellado + cartón